

SureSmile VPro クイックスタートガイド

シンプルステップ：



初めて使用する前に、マウスピースを水ですすいでください
すすぐ前に、マウスピースが振動デバイスから取り外されていることを確認してください



初回使用の前にデバイスを完全に充電してください



毎日5分間使用してください

必ず矯正治療中のアライナー（マウスピース）を装着した状態で使用すること



SureSmile VProアプリのダウンロード

SureSmile VProアプリを使うと以下の機能が使えます

- 毎日のSureSmile Vpro使用状況を記録
- Vpro使用、矯正治療アライナー（マウスピース）交換のリマインド
- SureSmile VProのバッテリー残存量
- 使用状況や経過画像を共有



VProデバイスは、アライナーで治療中の矯正患者を対象に用いる装置です。詳しくは、取扱説明書を参照してください。

*デバイスを使用過ぎないこと。

参照：1. Alansari S, Atique MI, Gomez JP, et al. The effects of brief daily vibration on clear aligner orthodontic treatment, *J World Fed Ortho*. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.ejwf.2018.10.002>.

2. Shipley T. Effects of high frequency acceleration device on aligner treatment-A Pilot Study. *Dent J*. 2018;6(3):32.

SureSmile VPro クイックスタートガイド

インジケーター

青色(3回点滅)：セッション開始

青色(ゆっくり点滅)：充電中

緑色(1回点滅)：アプリに接続中

緑色(3回点滅)：セッション終了

緑色(ゆっくり点滅)：充電完了

緑色(点滅および振動)：デバイス検出

黄色(2回点滅)：アプリのペアリング成功

赤色(ゆっくり点滅)：電池残量低下

赤、緑、青色(各1回点滅)：デバイスをリセット

よくある質問

■ どの程度の力でデバイスをくわえる必要がありますか？

使用中はマウスピースを軽く噛んでください。外れ落ちない程度の力が目安です。必要以上に強く噛む必要はありません。

■ マウスピースの洗浄方法を教えてください。

振動デバイスからマウスピースを取り外し、マウスピースを水ですすぎながら、必要に応じて歯ブラシでブラッシングします。振動デバイスは水にぬらさないでください。必ず乾いた状態にしておきます。

■ SureSmile VProがアプリとペアリングまたは同期しない場合はどうすればよいですか？

まず、Bluetooth接続がオンになっていることを確認します。次に、振動デバイスが充電されていて、モバイル機器の近くにあることを確認します。アプリを閉じてから、もう一度開きます。それでも問題が解決しない場合は、デバイスのボタンを10秒間押し続け、デバイスをリセットします。

